

【キャンペーン期間】
2022.12.21
2023.1.31
数量限定

バイオソフトレッチ / ソフトレッチ 新規&ご愛用感謝 キャンペーン



平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「バイオソフトレッチ / ソフトレッチ 新規&ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にご用命ください。

キャンペーン期間中、バイオソフトレッチ / ソフトレッチを 特別価格にてご提供!!

滅菌済針付縫合糸

バイオソフトレッチ

高度管理医療機器 単回使用
229AKBZ100035A01
選任製造販売元 株式会社ジオメディ



滅菌済針付縫合糸

ソフトレッチ

高度管理医療機器 単回使用
20400BZZ00579A01
製造販売元 株式会社シラカフ

■ ラインナップ一覧

	糸の組成・規格	糸の長さ	針の長さ	針形状(サークル)	糸の種類	規格コード	包装・希望医院価格
バイオソフトレッチ	PTFE糸4-0	45cm	16mm	角針3/8(弱弯)	PTFE (ポリテトラフル オロエチレン)	BT4016	10本=¥15,000
			19mm	角針3/8(弱弯)		BT4019	
	13mm		角針3/8(弱弯)	BT5013			
ソフトレッチ	PA糸3-0	50cm	16mm	角針3/8(弱弯)	ソフトナイロン	BT5016	20本=¥9,270
			19mm	角針3/8(弱弯)		D19N3G	
			16mm	角針1/2(強弯)		C16N3G	
	16mm		角針3/8(弱弯)	D16N4G			
	19mm		角針3/8(弱弯)	D19N4G			
	16mm		角針1/2(強弯)	C16N4G			
	PA糸4-0	50cm	16mm	丸針1/2(強弯)	A16N4G	20本=¥9,270	
			13mm	角針3/8(弱弯)	D13N5G		
			16mm	角針3/8(弱弯)	D16N5G		
	PA糸5-0	50cm	19mm	角針3/8(弱弯)	D19N5G	10本=¥6,700	
			16mm	角針1/2(強弯)	C16N5G		
			13mm	角針3/8(弱弯)	D13N6G		
	PA糸6-0	50cm	13mm	角針1/2(強弯)	C13N6G	10本=¥6,700	
			10mm	角針3/8(弱弯)	D10N7Z		
	PA糸7-0	35cm	13mm	角針3/8(弱弯)	D13N7Z	10本=¥7,730	
10mm			角針1/2(強弯)	C10N7Z			
13mm			角針1/2(強弯)	C13N7Z			
PA糸8-0	35cm	10mm	角針3/8(弱弯)	D10N8Z	10本=¥10,100		
		10mm	角針1/2(強弯)	C10N8Z			

針形状拡大

角針1/2(強弯)

丸針1/2(強弯)

角針3/8(弱弯)

バイオソフトレッチ / ソフトレッチの製品特長は裏面をご覧ください

キリッ

ご注文書

キャンペーン期間: 2022年12月21日~2023年1月31日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL (_____) _____

お取引販売店 _____

	対象製品	ご注文数
バイオソフトレッチ	PTFE糸 4-0	16mm 角針3/8
		19mm 角針3/8
	PTFE糸 5-0	13mm 角針3/8
		16mm 角針3/8
ソフトレッチ	PA糸 3-0	19mm 角針3/8
		16mm 角針1/2
	PA糸 4-0	16mm 角針3/8
		19mm 角針3/8
		16mm 角針1/2
		16mm 丸針1/2

	対象製品	ご注文数
ソフトレッチ	PA糸 5-0	13mm 角針3/8
		16mm 角針3/8
		19mm 角針3/8
		16mm 角針1/2
ソフトレッチ	PA糸 6-0	13mm 角針3/8
		13mm 角針1/2
		10mm 角針3/8
ソフトレッチ	PA糸 7-0	13mm 角針3/8
		10mm 角針1/2
		13mm 角針1/2
		10mm 角針3/8
ソフトレッチ	PA糸 8-0	10mm 角針3/8
		10mm 角針1/2

※ご記入いただきました個人情報、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。
また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供させていただきます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
●北海道 (011) 729-2130
営業所 ●東北 (022) 207-3370
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286

ご用命は

ソフトレッチシリーズのこだわり

1 プラークが停滞しにくい

1本の単糸でできているモノフィラメントのため、細菌が入り込みにくく、感染による治癒阻害を防止します。

モノフィラメント(単糸)

バイオソフトレッチ **ソフトレッチ**


網み目なし

プラークなどが付きにくい!

↓だから

感染による治癒阻害防止!


■モノフィラメントのSEM画像



マルチフィラメント(複糸)

ブレイド(撚糸) ツイスト(編糸)

網み目にプラークや唾液、滲出液などが吸着




2 結び目がしっかり締まる

モノフィラメントでありながら結紮がスムーズで、結紮後も緩みにくなっています。



バイオソフトレッチ




ソフトレッチ

3 良好な刺通性能

逆三角針に比べ、刺通抵抗が約50%低減したスリムカット角針により、周囲組織の損傷を最小限に抑えます。

■針形状(最大幅部断面積)比較



PTFE

柔軟性に優れた
バイオソフトレッチ

糸の断面がチクチクせず、
周囲組織を傷つけにくい

■バイオソフトレッチ4-0と5-0を使用したケース



滑りが良いので、増し締めによって結紮を調整できる。



ソフトナイロン・ナイロン

伸縮性に優れた
ソフトレッチ

マイクロサージェリー用
7-0、8-0もラインナップ

■ソフトレッチ4-0(ソフトナイロン)を使用したケース



結び目がコンパクトで緩みにくく、術後安定性にすぐれている。



※ソフトナイロン、ナイロンは、PA(ポリアミド系樹脂)の通称です。