


# DIAO



コメット ダイヤモンドバー FG

## ダイヤモンド BUR の新世代



製品の規格はこちら



# DIAO

**DIAO** ダイヤモンド粒子とパールビーズの融合




# パールビーズ=長寿命のカギ 鋭いダイヤモンド粒子により耐年数の長期化

従来のコメットダイヤモンドバーに比べ平均**34%**長寿命化

※試験データ：コメット社テストラボによる機械的切削試験 2020

On average,  
**34%**  
longer service life compared  
to traditional instruments\*

\*Source: Test lab Komet Dental,  
mechanical cutting test 2020



パールビーズ

# パールビーズ=切削力のカギ ダイヤモンドエッジがしっかり“食い込む”

パールビーズの隙間を持たせたことで、ダイヤモンドエッジが  
切削対象にしっかり食い込み効率的に高い切削力が得られます

医療機器の分類：一般医療機器  
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー

販売名：コメットダイヤモンドバー  
届出番号：27B2X0009100001



製造販売元  
株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)  
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)  
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)  
URL : <http://www.momose-dm.co.jp/>

お問い合わせ



# DIAO 製品規格一覧表

※ファインタイプ(仕上用)はパールビーズ構造ではありません

## つぼみ




品番(コア)	KP6368 023
品番(ファイン)	8368 023
作業長(mm)	5.0
最大径(mm)	2.3
全長(mm)	20.0
最高回転数(毎分)	30万
価格(コア)	<b>7,200円</b>
価格(ファイン)	<b>3,600円</b>

推奨回転数: DIAO(コア) 毎分 16万回転  
ファイン 毎分 2万回転

入数: 5本入


## オクルーシェーパー



品番(コア)	KP6370 030	KP6370 035
品番(ファイン)	8370 030	8370 035
作業長(mm)	7.5	10.5
最大径(mm)	3.0	3.5
全長(mm)	21.0	23.0
最高回転数(毎分)	10万	
価格(コア)	<b>9,000円</b>	
価格(ファイン)	<b>8,400円</b>	

推奨回転数: DIAO(コア) 毎分 10万回転  
ファイン 毎分 2万回転

入数: 5本入



資料ご提供: 遠山 敏成 先生  
(東京都練馬区 マイスター春日歯科クリニック)

## エッジ




品番(コア)	KP6379 023	KP6379E 029
品番(ファイン)	8379 023	8379E 023
作業長(mm)	4.2	5.6
最大径(mm)	2.3	2.9
全長(mm)	19.0	21.0
最高回転数(毎分)	30万	16万
価格(コア)	<b>7,200円</b>	
価格(ファイン)	<b>3,600円</b>	

適正回転数: DIAO(コア) 毎分 16万回転  
ファイン 毎分 2万回転

入数: 5本入

テーパードショルダー  
ラウンデッドエッジ




品番(コア)	KP6847KR 016
品番(ファイン)	8847KR 016
作業長(mm)	8.0
最大径(mm)	1.6
全長(mm)	21.0
最高回転数(毎分)	45万
価格(コア)	<b>7,200円</b>
価格(ファイン)	<b>6,000円</b>

推奨回転数: DIAO(コア) 毎分 16万回転  
ファイン 毎分 2万回転

入数: 5本入 テーパー: 2度

## ロングテーパード ラウンド



品番(コア)	KP6850 014	KP6850 016	KP6850 018
品番(ファイン)	8850 014	-	-
作業長(mm)	10.0		
最大径(mm)	1.4	1.6	1.8
全長(mm)	24.0		
テーパー	2.0度		
最高回転数(毎分)	30万		
価格(コア)	<b>7,200円</b>		
価格(ファイン)	<b>6,000円</b>		

適正回転数: DIAO(コア) 毎分 16万回転  
ファイン 毎分 2万回転

入数: 5本入

## テーパードシャンファーラウンド



品番(コア)	KP6856 012	KP6856 014	KP6856 016	KP6856 018	KP6856 021	KP6856XL 021
品番(ファイン)	8856 012	8856 014	8856 016	8856 018	8856 021	-
作業長(mm)	8.0				8.4	12.0
最大径(mm)	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.1
テーパー	2.0度					
最高回転数(毎分)	30万	45万			30万	
価格(コア)	<b>7,200円</b>					<b>9,000円</b>
価格(ファイン)	<b>6,000円</b>					-

適正回転数: DIAO(コア) 毎分 16万回転, ファイン 毎分 2万回転

全長: 21mm (KP6856XL-021: 24mm) 入数: 5本入


テーパー: ファイン 8856-012,014 1.7度

作業長: ファイン 8856-021 8.0mm





## フレーム



品番 (コア)	KP6862 012
品番 (フィン)	8862 012
作業長(mm)	8.0
最大径(mm)	1.2
全長(mm)	21.0
最高回転数 (毎分)	30万
価格 (コア)	<b>7,200円</b>
価格 (フィン)	<b>6,000円</b>

適正回転数：DIAO(コア) 毎分 16万回転  
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

## ロングフレーム



品番 (コア)	KP6863 012	KP6863 016
品番 (フィン)	8863 012	8863 016
作業長(mm)	10.0	
最大径(mm)	1.2	1.6
全長(mm)	24.0	
最高回転数 (毎分)	30万	
価格 (コア)	<b>7,200円</b>	
価格 (フィン)	<b>6,000円</b>	

推奨回転数：DIAO(コア) 毎分 16万回転  
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

## パラレルシャンフアー トーピード




品番 (コア)	KP6878 012
品番 (フィン)	8878 012
作業長(mm)	8.0
最大径(mm)	1.2
全長(mm)	22.0
最高回転数 (毎分)	30万
価格 (コア)	<b>7,200円</b>
価格 (フィン)	<b>6,000円</b>

推奨回転数：DIAO(コア) 毎分 16万回転  
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

## テーパードシャンフアー トーピード



品番 (コア)	KP6878K 012	KP6878K 014	KP6878K 016	KP6878K 018
品番 (フィン)	-	8878K 014	8878K 016	8878K 018
作業長(mm)	8.0			
最大径(mm)	1.2	1.4	1.6	1.8
全長(mm)	22.0			
最高回転数 (毎分)	30万	45万		
価格 (コア)	<b>7,200円</b>			
価格 (フィン)	<b>6,000円</b>			

推奨回転数：DIAO(コア) 毎分 16万回転  
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入 テーパー：2度

## ロングパラレルシャンフアー トーピード




品番 (コア)	KP6879 014	KP6879 016
品番 (フィン)	8879 014	8879 016
作業長(mm)	10.0	
最大径(mm)	1.4	1.6
全長(mm)	23.0	
最高回転数 (毎分)	30万	
価格 (コア)	<b>7,200円</b>	
価格 (フィン)	<b>6,000円</b>	

適正回転数：DIAO(コア) 毎分 16万回転  
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

## パラレルシャンフアー ラウンドエンド



品番 (コア)	KP6881 012	KP6881 014
品番 (フィン)	8881 012	8881 014
作業長(mm)	8.0	
最大径(mm)	1.2	1.4
全長(mm)	22.0	
最高回転数 (毎分)	30万	45万
価格 (コア)	<b>7,200円</b>	
価格 (フィン)	<b>6,000円</b>	

適正回転数：DIAO(コア) 毎分 16万回転  
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

医療機器の分類：一般医療機器  
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー  
販売名：コメット ダイヤモンドバー  
届出番号：27B2X00091000001

※ファインタイプ(仕上用)はパールピース構造ではありません