

医療ホワイトニング
TiON[®]
In Office

現代人は
時間
がない！



歯科用漂白剤 ティオンオフィス
高度管理医療機器 22200BZX007850000
要冷蔵 医薬用外劇物

えっ

オフィスホワイトニングが
1時間で！？



6分×3サイクル
照射時間の合計**18分**



照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	
New レジン Resin	20 秒	歯肉保護レジンの硬化に
New クイック Quick	6 分	短時間で行いたいケースに
ノーマル Normal	12 分	通常モード
ロウ Low	12 分	知覚過敏が心配なケースに



短時間でオフィス
ホワイトニングがしたい！
チェアタイムの短縮、回転率UP！

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000312

いーおし
ヨシダデンタル