

日頃のご愛顧に感謝して

エアースケーラー

Ti-Max S970 特別 キャンペーン

2025年4月21日(月) - 7月20日(日)



この1本で多目的な治療に使用可能

アバットメント



ソニックブラシ

矯正装置周囲



ソニックブラシ

仮着材の除去



ソニックブラシ

染出し後




ソニックブラシ

スケーリング



スケーリングチップ

歯頸部付近や
コンタクト直下のう蝕除去



う蝕除去用チップ

最後臼歯遠心部



補綴物用チップ

インプラント体から
補綴への移行部



補綴物用チップ

支台歯形成の最終仕上げ




形成用チップ

J Shapeの除去



形成用チップ

シーラント除去(再充填)



形成用チップ

根管洗浄




エンド用チップ

<ナカニシ製> エアースケーラー 特別価格でご提供致します

※お取引ディーラー様へお問い合わせください

Ti-Max S970 ラインナップ

さまざまなメーカーのユニットに接続するためのカップリングタイプをご用意しています。



チタン製ボディー& DURACOAT
グラスロッドライト
3段階パワー調整可能
標準付属：チップ3種(S1, S2, S3)、
チップカバーL、チップ交換レンチ(CR-20)

	製品名	標準価格
NSK パテラスカップリング	ライト付 S970L	¥186,000
	ライト無し S970	¥146,000
モリタαメインチューブ	ライト付 S970ML	¥186,000
ヨシダクイックジョイント	ライト付 S970YL	¥186,000

	製品名	標準価格
オサダファインジョイント	ライト付 S970FL	¥186,000
KaVo® Multiflex®	ライト付 S970KL	¥186,000
Sirona® Quick coupling	ライト付 S970SL	¥186,000

KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です

販売名：ディーマックス S970 認証番号：223ALBZX00028000 販売名：S50 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：NSK エアースケーラー用チップ 認証番号：224ALBZX00042000 一般的名称：歯科用エアースケーラー 管理医療機器 特定保守管理医療機器 ※チップは特定保守管理医療機器非該当



製品の詳しい情報はこちら

チップの数だけ臨床の幅が広がります

口腔内の状況に合わせて選べる、豊富なチップラインナップ

- スケーリング
- ペリオ
- ペリオ(Vチップ)
- ソニックブラシ
- う蝕除去
- 形成
- う蝕除去(Vチップ)
- エンド(Vチップ)



ナカニシ社製品販売代理店

NIKKOSHA

株式会社 日本歯科工業社

〒110-8530 東京都台東区上野5-12-8
TEL : 03-3836-2191 FAX : 03-3836-2199

製品に関するお問い合わせ・ご注文は下記取扱店まで

エースケーラー『Ti-Max S970』/ナカニシ

～この1本で多目的な治療に使用可能～

◇アバットメント・矯正装置周囲・仮着材の除去・染出後に◇

S970シリーズには、ナイロン製のブラシチップ「ソニックブラシ」をご用意しています。

エア圧による音波振動を利用してブラシが振動するため、歯質や補綴修復物を傷つけずバイオフィルムを除去することができます。



S50-C1
¥3,500(5個入)




ソニックブラシホルダー:S50
¥16,700

【その他製品】

- ・S50-C2 ¥3,500(5個入)
- ・S50-F1 ¥3,500(5個入)
- ・S50-F2 ¥3,500(5個入)
- ・S50ソニックブラシセット ¥30,700(各5個入)

◇スケーリング◇

主に歯肉縁上と浅い歯肉縁下のスケーリングに適しています。




S3 (ペリオチップ)
¥5,800

【その他製品】

- ・S1 ¥5,800
- ・S2 ¥5,800

◇歯頭部付近やコンタクト直下のう蝕除去◇

先端が半球状のチップは歯頭部付近やコンタクト直下のう蝕除去、切端部分の隅角部の調整に適しています。




S65D
¥14,500

【その他製品】

- ・S66D ¥14,500
- ・S67D ¥14,500
- ・S68D ¥14,500

◇最後臼歯遠心部～インプラント体から補綴への移行部に◇

ナカニシのペリオコントロールはプラスチック素材を使用しているため、補綴・修復物への傷を最小限に抑えて付着物を除去することができます。



チップ:V-P10-A
¥3,000(3本入)



Vチップホルダー:S35
¥5,600

【その他製品】

- ・V-P11R-A ¥3,200(3本入)
- ・V-P11L-A ¥3,200(3本入)
- ・V-P12-A ¥3,200(3本入)

◇支台歯形成の最終仕上げ・J Shapeの除去・シーラント除去(再充填)に◇

回転切削バーを使用した支台形成後のフィニッシュライン最終仕上げ用として使用します。

回転切削器具だけでは除去できない微細な鋭縁や歯肉溝部分の内縁上皮を損傷することなく仕上げることができます。



S81D
¥16,000



S83D
¥16,000



S86D
¥16,000

【その他製品】

- ・S82D ¥16,000

◇根管洗浄に◇

根管内のスメア層除去、残渣などを洗浄し、手用では望めない微細な象牙細管部まで確実な洗浄が行える、根管洗浄に最適なチップです。

また、ナカニシ独自のVチップシステムは、根管洗浄、初期う蝕除去、形態修正、研磨に適したチップもご紹介します。



V-U30
¥1,800(6本入)



Vチップホルダー:S75
¥12,000

【その他製品】

- ・V-U15 ¥1,800(6本入)
- ・V-U20 ¥1,800(6本入)
- ・V-U25 ¥1,800(6本入)
- ・V-U35 ¥1,800(6本入)

代理店：株式会社 日本歯科工業社

〒110-8530 東京都台東区上野 5-12-8

TEL:03-3836-2191 FAX:03-3836-2199

取扱店

パワフル・バブルの せんたくきで洗う!!

秒速で 強力に デブリ 除去

歯を けずらない、やわらか ポリマー!



←詳しくはこちら!

■モリタ・ヨシダ・カボ・ナカニシ・デンツブライシロナ社製 対応
エアスケーラー

・エアソルフィー

・ルーティー
(サリーは非適合)

チェア 直結!

・SONICflex 2000, 2003
(2008は非適合)

・Ti-Max S970
(VA970は非適合)

・シロエアーL

使用周波数: 5000~6000Hz

深度目視リング

2.8mm
2.6mm
2.4mm
2.2mm
2.0mm
1.8mm

エアー・ソニック
根管洗浄チップ 滅菌済

長さ 2.8mm

先端径 0.2mm

※約 1.5 倍拡大図







28mm..... 10個 ¥15,000

『TPパイロットロングバー』/WSPTジャパン社

当社オリジナルセール

通常6本入り各種/1ケース ¥3,600(税抜)を
特別価格にてご提供いたします

迅速かつ安全・確実に、また術者および患者様に疲労感が極めて少ない根管形成歯内療法を可能とする。
それが(株)東洋バー製作所から正規継承したWSPTだからこそ生み出せたTPパイロットロングバーの力です。



BUR No.	TP26	TP27-F	TP28-F	TP730-L	TP32-F	TP32-FF	TP36-F	TP36-FF
ISO No.	508	508	508	223	223	223	224	224
φD	016	009	014	015	013	014	013	014
ℓ	140	105	160	140	160	160	180	180
L	260	270	320	300	320	320	360	360


ロート状形成
Standard



根管形成
Fine




根管形成
Fine




前歯根管形成
Fine



根管壁仕上形成
Super Fine



前歯根管壁仕上形成
Super Fine



※こちらの製品はFGバーです。S970には取付できません