

フィットチェッカー ONE

新規採用&ご愛用感謝キャンペーン

GC



キャンペーン期間：2022.6/21~7/20 期間・数量限定

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「フィットチェッカー ONE 新規採用&ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

フィットチェッカー ONE 補充用1-1キット 1函と
キャンペーンセット品 GCシリコンリターダー 3g & 付加型フィットチェッカー少量採取ノズル 2個 特別仕様 1セットを
組み合わせ価格にてご提供！

対象製品

付加型適合試験材(ホワイトシリコン)

フィットチェッカー ONE 補充用1-1キット

包装・希望医院価格 ●ベース43g(42mL) 1本、カタリスト57g(42mL) 1本、練和紙(No.1) 1冊

¥4,190 一般医療機器 13B1X00155000307



義歯・クラウン・ブリッジの適合確認に！

動画で確認！



盛りあげやすく、
しっかり広がる



無圧だと
垂れにくい

圧をかけると
広がる



あたっている所が
確認できる

被膜が一塊で
剥がしやすい



厚みを
識別しやすい

適度な透明性で、
微妙な厚みの違いが
容易に識別できます。

30μm 60μm 90μm 120μm

フィットチェッカー ONE

自社従来品 (フィットチェッカー)
※アクリル NO.3(ピンク)よりやや硬質

NEW フィットチェッカー ONE



自社従来品 (フィットチェッカー)



キャンペーンセット品

【期間限定販売品 希望医院価格】
¥1,500

セット内容

GCシリコンリターダー 3g

包装・希望医院価格
●3g 1本 = ¥460

1本



操作時間を
延長させたい時に



リターダーによる操作時間延長が可能です！

■少量採取ノズル 装着なし
(室温23度、湿度50%)

滴下数	操作時間	硬化時間
0	1分	2分15秒
3	1分20秒	2分45秒
5	1分40秒	3分30秒

■少量採取ノズル 装着あり
(室温23度、湿度50%)

滴下数	操作時間	硬化時間
0	1分	2分15秒
1	1分20秒	2分45秒
2	2分	4分

※ベース、カタリスト各5cm分練和した場合 ※硬化時間は、23℃においての社内試験による測定値

付加型フィットチェッカー少量採取ノズル

2個
1セット



常に吐出量を
少なくしたい時に



※少量採取ノズル装着後の取り外しは不可となります。

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2022年6月21日～7月20日

貴医院名

ご住所 〒

TEL ()

お取引販売店

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
フィットチェッカー ONE 補充用1-1キット 1函	GCシリコンリターダー 3g & 付加型フィットチェッカー 少量採取ノズル 2個 特別仕様 1セット	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
●北海道 (011) 729-2130
営業所 ●東北 (022) 207-3370
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286

ご用命は